

INTEGRACIÓN DE NUBE A NUBE VETERINARIA

DOS NUBES – MUCHAS VENTAJAS

Cuando dos expertos en soluciones veterinarias basadas en la nube unen sus fuerzas, los médicos y sus clientes son capaces de cosechar los beneficios. La tecnología combinada de IMAGE Information Systems y ezyVet aporta importantes mejoras a todas las partes implicadas en el proceso de imagen médica veterinaria. La solución PACS basada en la nube permite compartir estudios e informes digitales fluidamente, ahorrando tiempo y dinero a las clínicas.



Totalmente digital



Flujo de trabajo más rápido debido a que estudios se solicitan directamente desde ezyVet



Ningún costo de impresión y desarrollo



Consistencia de datos mediante el uso de la lista de trabajo de modalidades DICOM




Integración directa de los resultados de PACS con ezyVet



Imágenes claves en el registro de paciente de ezyVet


Flujo de trabajo de la integración de nube a nube




INTEGRACIÓN DE NUBE A NUBE VETERINARIA

Ayude a su personal a agilizar los flujos de trabajo y a ahorrar tiempo en la doble manipulación y las tareas manuales. Los médicos y asistentes médicos ya no tendrán que volver a ingresar los datos de los pacientes ni transferir las imágenes radiológicas, evitando así las fuentes de error asociadas. El flujo de trabajo totalmente digital garantiza la consistencia de los datos al ingresarlos una sola vez en una lista de trabajo DICOM y permite a los usuarios ver los estudios en cualquier momento y lugar.


Las siguientes capturas de pantalla están numeradas de acuerdo a los pasos mencionados en el "Flujo de trabajo de la integración de nube a nube" en la primera página.




1. Ingresar solicitud por estudio diagnóstico en ezyVet.



6. Los resultados del estudio serán enviados transparentemente y automáticamente a ezyVet.



8. El veterinario puede ver los estudios y resultados directamente en el Registro Médico Electrónico (EMR) de ezyVet.



8. Por ejemplo: Imagen médica que se abrió sin problemas en iQ-4VIEW desde ezyVet.

Más información en
www.iq4cloud.com



Pruébalo.

PLUM MEDICAL SOLUTIONS GMBH
LANGE STR. 16 | 18055 ROSTOCK | GERMANY
TEL. +49 381 496 582 80 | FAX: +49 381 496 582 99
TEL. US: +1 704 323 6663
INFO@MED-TAB.COM | WWW.MED-TAB.COM

PLUM en cooperación con
Medical Solutions 